

Retraction



Smart lipoLifting RF System

The **WeTraction** World

LipoTraction
SmartTraction
LiftTraction
SynergyTraction
GTraction

Technologies

eMulsify
reTraction
smart**LEDS**
nrg**COUNTER**
nrg**FLUX**
surgeons**DSGN**
go**BACK**



servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Copyright © 2022 Tentrek Lasers. All rights reserved

**WE DESIGN
AND THINK
FOR THE
SURGEONS**

Lifting y estiramiento natural de la piel

Retraction es un poderoso dispositivo de **radiofrecuencia inteligente**. Su versatilidad y mínima invasividad le permite tratar flacidez en cualquier parte del cuerpo, **emulsificar la grasa** durante la liposucción, operar **liftings faciales** y **rejuvenecer íntimamente** a la mujer.

Equipado con sensores de temperatura intradérmica y un exclusivo sistema de **smartLEDS**.

Retraction se posiciona como uno de los equipos más **revolucionarios** de los últimos tiempos.

Cánula con sensores térmicos patentada bajo el serial No. 10-1380988.



LipoTraction

El innovador **eMulsify Pulse** y la poderosa energía de **60W**, emulsifican el tejido adiposo para una liposucción más cómoda para el cirujano y más segura para el paciente.

Su acción biológica para lograr la retracción radica en un estímulo a los fibroblastos, estos desencadenan nuevas fibras de colágeno y elastina al momento en que la energía entra en fricción con las moléculas de agua y aumentan la temperatura por un tiempo prolongado.

LipoTraction y su tecnología **surgeonsDSGN** persigue la idea de las cánulas tradicionales de cirugía plástica, conservando su ergonomía quirúrgica con un diseño futurista y muy inteligente.

Esta cánula cuenta con las tecnologías

SLED

NCNT

NFLX

SDGN


GBCK

smart**LEDS** en las
manos del cirujano.

Retraction



300mm
Ø4mm



Powered by
eMulsify 
reTraction —



SmartTraction

SmartTraction es un milagro de la ciencia moderna, el primer equipo en el mundo de cirugía plástica en desarrollar tecnología **smartLEDS** de última generación.

Con una potencia de **60Watts** y sus tecnologías **eMulsify** y **reTraction Pulse**, Retraction emulsifica la grasa y retrae la piel en áreas medianas del cuerpo como **brazos, rostro (tercio inferior, tercio medio)** y **cuello**.

SmartTraction se convierte en una promesa para el perfilamiento de la zona mandibular y la papada.

Esta cánula cuenta con las tecnologías

SLED

NCNT

NFLX


SDGN

GBCK

Retraction



180mm
Ø2mm



Powered by
eMulsify 
reTraction —


LiftTraction

LiftTraction es una de las piezas de mano de retracción cutánea más pequeña del mundo, con una longitud de tan sólo **80mm** de largo.

Diseñada con tecnología **sofTech** ultra liviana, permitiendo un abordaje confortable sin generar fatiga en las manos del cirujano.

Ideal para LiftTraccionar zonas pequeñas como los **surcos nasogenianos**, los **párpados** y los **hoyuelos de la celulitis**, además es perfecta para eliminar la grasa acumulada debajo de las **axilas**.

Esta cánula cuenta con las tecnologías

SLED

NCNT


NFLX

SDGN

GBCK



80mm
Ø2mm



Powered by
eMulsify 
reTraction —



GTraction

GTraction es la opción más noble y revolucionaria para el **rejuvenecimiento del canal vaginal**, regenerando el **colágeno** y la **elasticidad muscular** de las paredes internas vaginales.

Gracias a la tecnología **goBACK**, podemos monitorear la temperatura durante el tratamiento, ofreciéndole seguridad al operador y al paciente.

Los resultados con GTraction son predecibles gracias al **nrgCOUNT**; esta tecnología, contabiliza la energía de manera automática ofreciendo excelentes beneficios en las relaciones sexuales e incontinencias urinarias. Las pacientes experimentan los cambios desde la primera sesión y sin ningún tipo de incapacidad.

Esta pieza de mano cuenta con las tecnologías

NCNT

GBCK

Powered by
goBACK tech **GBCK**
nrgCOUNTER **NCNT**



SynergyTraction

Apostándole a la optimización de resultados de marcación abdominal después de **lipoesculturas, faceLIFT, bodyLIFT** y el manejo de **fibrosis**.

SynergyTraction se destaca como tecnología líder en regeneración, **bodyshaping** y procedimientos no quirúrgicos. Emitiendo energía profundamente con una lluvia de electrones que entran en contacto con las moléculas de agua, desencadenando un proceso de disminución de los adipositos grasos.

Esta demostrado que esta alta entrega de energía, a 460Khz, mejora la oxigenación sanguínea, favorece la micro circulación y debilita los tabiques conectivos que producen la **celulitis**.

Esta pieza de mano cuenta con las tecnologías

NCNT


NFLX



Ø30mm



Ø50mm



Powered by
nrg**FLUX** **NFLX**
nrg**COUNTER** **NCNT**

eMulsify

eMulsify Tech es un poderoso modo **pulsado** que mediante ráfagas intermitentes de energía **emulsifican la grasa intradérmica** para una liposucción más cómoda.

reTraction —

reTraction logra tratar la flacidez y potenciar los resultados de una liposucción. Emitiendo una frecuencia a **460Khz**, **retrae** la piel desencadenando nuevas fibras de **colágeno y elastina**.

Retraction



THE MODERN LIPOSUCTION

smartLEDS SLED

Tecnología patentada que le ofrece al operador un seguimiento de la temperatura en **tiempo real**, durante el procedimiento en curso, sin perder la atención del mismo.
Patent No. 10-1380988.

Estado	Color	LED
En espera		Estático
Procesando		Estático
Dentro del rango		Intermitente <1s>
Fuera de rango		Intermitente <500ms>
Error		Intermitente <250ms>

nrgCOUNTER NCNT

Tecnología que contabiliza la cantidad de energía entregada por cada zona de tratamiento.
Ofreciendo resultados predecibles y protocolos de tratamientos con alta uniformidad y precisión.





NFLX nrg**FLUX**

Automáticamente **FLX** mide la impedancia desde la placa conductora ubicada debajo del paciente a la cánula.

SDGN surgeons**DSGN**

Retraction cuenta con cánulas creadas para el cirujano moderno, conservando su ergonomía quirúrgica con un diseño futurista y muy inteligente.

GBCK go**BACK**

Tecnología que entrega en tiempo real la temperatura intradérmica. Es una maravilla de la ciencia creada para aumentar la seguridad al operador y al paciente.

Casos Clínicos

Retraction incorpora la más reciente tecnología con excelentes resultados:



ABDOMEN

Cortesía: Dr. Humberto Uribe



BRAZOS


Cortesía: Dra. Sandra Ortega



MUSLOS Y GLÚTEOS
Cortesía: Tentrek Aesthetics



PAPADA
Cortesía: Tentrek Aesthetics



PAPADA
Cortesía: Tentrek Aesthetics


Casos Clínicos

Retraction incorpora la más reciente tecnología con excelentes resultados:



ABDOMEN

Cortesía: Dr. Humberto Uribe




ABDOMEN


Cortesía: Dr. Andrés Durán



CONTORNO CORPORAL
Cortesía: Dr. Nora Stanford



ABDOMEN
Cortesía: Dr. Andrés Durán



PAPADA
Cortesía: Dr. Lina Rodríguez



Retraction

Ficha técnica

Alimentación	AC 220V, 60Hz, 50VA
Pantalla	7" TFT Pantalla táctil LCD
Dimensiones	392 (ancho) x 414 (fondo) x 123 (alto) mm
Peso	7.22kg
Salida de energía	50w
Salida de RF	1~50w
Modo de salida	Continuo / Pulsado
Frecuencia de salida	480KHz
Piezas de mano	3.0Pi / 2.0Pi / 0.8Pi / VA

Retraction



THE MODERN LIPOSUCTION



www.tentreklasers.com

 @tentreklasers

 /tentrek



Rv 05.2022